



ELEMENT HIDER REUTILIZABLE Y LAVABLE

- Tejido 5168-neo
- Tratamiento BLOOD BARRIER
- Tecnología C6
- APPLIFRESH BC con agente microbiano permanente estático
- TEJIDO HOMOLOGADO POR AITEX CON CERTIFICADO OEKO-TEX 100

TALLAS (CM)

SMALL	50-54
MEDIUM	55-59
LARGE	60-64

Vuelta completa de punta de nariz a punta de nariz pasando por la nuca

ELEMENT HIDER REUTILIZABLE Y LAVABLE

Tejido **5168-NEO** formado por dos capas ensambladas en su ligado, con un peso de 280gr/m2 y una composición de 92% PES, 8% EA.

Formulaciones **BLOOD BARRIER**:

- **APPLIGUARD DPS**: Compuesto Fluorocarbonado basado en tecnología C6 para la repelencia de fluidos.
- **APPLIFRESH BC**: Agente microbiano permanente estático (no migra).
- **RETICULANTES BI-25**: Ayuda a que el fluorocarbono permanezca más tiempo sobre la fibra.
- **ANTIESTÁTICO AF**: Elimina la electricidad estática y así evita la adhesión de partículas.

LAS FORMULACIONES PARA LA OBTENCIÓN DE ACABADOS REPELENTES A FLUIDOS Y ANTIBACTERIANOS ("BLOOD BARRIER") EMPIEZA A DETERIORARSE A PARTIR DE 25 LAVADOS A 40°C (HL40°C) O DE 5 LAVADOS A 60°C (HL60°C)

NOTA LEGAL

"ADVERTENCIA: ESTE DISPOSITIVO NO ES UN PRODUCTO SANITARIO EN EL SENTIDO DE LA DIRECTIVA 93/42 O DEL REGLAMENTO UE / 2017/745, NI UN EQUIPO DE PROTECCIÓN INDIVIDUAL EN EL SENTIDO DEL REGLAMENTO UE / 2016/425";